


إرشادات

لأخذ عينة البراز لفحص سرطان الأمعاء

ت



أ

ب



ج



ث



تتكوّن مجموعة أنبوب الاختبار من الآتي:

- أنبوب اختبار
- ملصق لأنبوب الاختبار (موضوع عليه الأسم ، رقم التسجيل الوطني و باركود) مرفوق برسالة الدعوة الخاصّة بك
- الوثيقة التي بين يديك والتي تتضمن إرشادات لأخذ عينة البراز
- ورقة جمع عينة البراز مُشار عليها بكلمة "OPSAMLINGSPAPIR"
- ظرف إرجاع مختوم

مهم

قم بلصق البطاقة التي تحمل اسمك ورقم تسجيلك الوطني والباركود على.
أنبوب الاختبار

سيتم التخلُّص من الأنابيب التي لا يوضع عليها بطاقة.
يتعيَّن أن لا تأخذ النساء عينة البراز أثناء فترة الحيض



Fornavn Efternavn
Vejnavn
Postnr. Bynavn

Invitation til screening for tarmkræft

Region Midtjylland inviterer dig hermed til screening for tarmkræft. Screening for tarmkræft er et tilbud til alle borgere mellem 50 og 74 år.

En ud af 20 danskere får tarmkræft på et tidspunkt i livet – isst flere mænd end kvinder. Sygdommen opdages ofte sent, fordi symptomerne er uklare. Undersøges afføringen for synlige spor af blod, kan en del kræfttilfælde findes, før man selv mærker noget til sygdommen. Det giver større chance for at helbrede sygdommen og bedre overlevelse på længere sigt.

Hvordan deltager jeg?

Du deltager ved at anvende det tilsendte prøvesæt til at tage en afføringsprøve derhjemme. Med denne invitation har du modtaget:

- Prøvesæt og vejledning i at tage en afføringsprøve
- En frankeret svarkuvert
- En pjeces fra Sundhedsstyrelsen, hvor du kan læse mere om undersøgelsen og tarmkræft

Det er vigtigt, at du sætter label med dit CPR-nr. og navn på prøvesættet, inden du sender kuverten retur.


Er du i tvivl om, hvordan du skal tage afføringsprøven, kan du se en instruktionsfilm på www.tarmkraeftscreening.m.dk

Side 1 af 2



تُرفق البطاقة التي تحمل اسمك ورقم
تسجيلك الوطني والباركود في
رسالة الدعوة، تحت السهم الأحمر.

٢



قُم بِلصق البطاقة التي تحمل
رقم تسجيلك الوطني واسمك
بشكل أفقي على أنبوب الاختبار.

٣




بطاقة تحمل الباركود
مثبتة بشكل صحيح.


٤



ارفع مقعد المرحاض قبل
وضع ورقة جمع عينة البراز.
امسح إطار مقعد المرحاض
باستخدام ورق المرحاض.




افتح ورقة جمع العينة.
قم بإزالة حماية الشريط اللاصق من
أحد جوانب الورقة، وضع الورقة
باتجاه الجزء الخلفي من مقعد
المرحاض.




انزع حماية الشريط اللاصق من
الجانب الآخر لورقة جمع العينة
والصقه بالجانب الآخر من مقعد
المرحاض.



من المهم أن تشكّل ورقة جمع
العينة وعاءاً صغيراً.
أخفِض مقعد المرحاض.




أخرج البراز كالعادة.
تجنب التبول على البراز أو على ورقة
جمع العينة.




قم بلفّ الغطاء الأخضر لأنبوب
الاختبار وارفعه.
توجد عصا اختبار خضراء اللون
في الغطاء.
يحتوي أنبوب الاختبار على سائل
يجب أن يبقى داخل الأنبوب.


١٠



خُذ العينة من السطح عن طريق
حك عصا الاختبار مرارًا وتكرارًا
بالبراز.
لا تدخل العصا داخل البراز.




كرّر العملية حتى تتغطى النتوءات.
لكن يرجى عدد الإكثار من كمية
البراز الموجود على عصا الاختبار.



أعد إدخال عصا الاختبار في
أنبوب الاختبار وادفعها حتى
تسمع صوت "طقطقة".


٣-٢




فك ورقة جمع العينة من مقعد
المرحاض وأنزل المياه مرتين أو
ثلاث مرات باستخدام التدفق
الكامل.

ملاحظة: تتحلل ورقة جمع العينة
عند تلامسها مع المياه.

١٤



ضع أنبوب الاختبار في ظرف
الإرجاع المختوم. وانزع بطانة
الشريط لإحكام إغلاق الظرف.



أعدِ الظرف مع أنبوب الاختبار، ويفضَّل أن يكون ذلك
في اليوم ذاته.
يمكنك إرسال الظرف من نقطة خدمة البريد، مثل
سوبرماركت، أو في صندوق البريد.



EasySampler® Basic is produced by
GP Medical Devices A/S - www.GPMD.dk



Copyright© 2023 GP Medical Devices A/S