


ІНСТРУКЦІЯ

для взяття зразка калу для скринінгу раку кишечника



У набір входять:


- A. Пробірка
- B. Етикетка для пробірки з вашим ім'ям, номером CPR та штрих-кодом.
Вона додається до вашого листа-запрошення
- C. Інструкція (цей документ)
- D. Папір для забору калу з позначкою «OPSAMLINGSPAPIR»
- E. Маркований конверт зі зворотною адресою

ВАЖЛИВО


Наклейте на пробірку етикетку з вашим ім'ям, номером CPR та штрих-кодом.

Пробірки без етикетки утилізуються.


Жінкам не слід здавати зразок під час менструального періоду.



Клейка етикетка з вашим ім'ям, номером CPR та штрих-кодом додається до листа-запрошення, під червоною стрілкою.




Наклейте етикетку з вашим номером CPR та ім'ям на пробірку у повздовжньому напрямку




Приклад правильно наклеєної етикетки зі штрих-кодом.



Підніміть сидіння унітазу. Протріть унітаз зверху туалетним папером.




Розгорніть папір для збору. Зніміть клейку стрічку з одного боку паперу і прикріпіть папір зверху до стінки унітазу як показано на нижче наведеному рисунку.




Зніміть клейку стрічку з іншого боку паперу і прикріпіть його до протилежного боку унітазу.




Важливо, щоб папір для збору утворював собою невелику чашу. Опустіть сидіння унітазу.




Випорожніться як зазвичай. Важливо уникнути потрапляння сечі на кал або на папір для збору.




Розкрутіть зелену кришку пробірки проти годинникової стрілки та зніміть її. Зелена паличка для відбору зразків прикріплена до ковпачка. У пробірці міститься рідина, яка має залишатися в пробірці.




Зберіть зразок з поверхні, водячи паличкою взад-вперед по калу. Не вставляйте паличку в кал.



Повторюйте це, поки що не заповняться усі канавки на кінці палички. Але не збирайте на неї занадто багато калу.




Вставте паличку для відбору зразків назад у пробірку та натискайте, поки не почуєте «клацання».




Відкріпіть папір для збору від унітазу і змийте його 2-3 рази, використовуючи повний змив.

ПРИМІТКА: Папір для збору розчиняється при контакті з водою.



Покладіть пробірку в маркований конверт зі зворотною адресою. Зніміть клейку стрічку, щоб заклеїти конверт.



Поверніть конверт з пробіркою **бажано в той же день**. Конверт можна надіслати з поштового відділення (наприклад, у супермаркеті) або через поштову скриньку.



EasySampler® Basic виробляється компанією GP Medical Devices A/S www.GPMD.dk



Copyright© 2025 GP Medical Devices A/S