


Bağırsak kanseri taraması için gaita (dışkı) örneği alma TALİMATLARI



Test tüpü kitinde aşağıdakiler bulunur:

- Test tüpü
- Test tüpüne adınızı, CPR numaranızı yazarak ve barkodunuzu yapıştırarak etiketleyin. Bu, size gönderilen davet mektubunda yer almaktadır.
- Talimatlar (mevcut belge)
- “OPSAMLINGSPAPIR” olarak işaretlenmiş toplama kâğıdı
- Mühürlenmiş iade zarfı

ÖNEMLİ

Etiketi adınız, CPR numaranız ve bar-kodunuz ile birlikte test tüpünün üzerine yapıştırın.

Etiketi olmayan tüpler atılacaktır.

Kadınlar adet dönemlerinde örnek almamalıdır.

1

Fornavn Efternavn
Vejnavn
Postnr., Bynavn

Invitation til screening for tarmkræft
Region Midtjylland inviterer dig hermed til screening for tarmkræft.
Screening for tarmkræft er et tilbud til alle borgere mellem 50 og 74 år.

En ud af 20 danskere får tarmkræft på et tidspunkt i livet – isst flere mænd end kvinder. Sygdommen opdages ofte sent, fordi symptomerne er uklare. Undersøges afføringen for atypiske spor af blod, kan en del kræfttilfælde findes, før man selv mærker noget til sygdommen. Det giver større chance for at helbrede sygdommen og bedre overlevelse på længere sigt.

Hvordan deltager jeg?
Du deltager ved at anvende det tilsendte prøvesæt til at tage en afføringsprøve derhjemme. Med denne invitation har du modtaget:

- Prøvesæt og vejledning i at tage en afføringsprøve
- En frankeret svarkuvert
- En pjeces fra Sundhedsstyrelsen, hvor du kan læse mere om undersøgelsen og tarmkræft.

Det er vigtigt, at du sætter label med dit CPR-nr. og navn på prøverøret, inden du sender kuverten retur.

Er du i tvivl om, hvordan du skal tage afføringsprøven, kan du se en instruktionsfilm på www.tarmkraeftscreening.mj.dk

Side 1 af 2




Barcode

surname, first name
CPR 123456-7890

Adınız, CPR numaranız ve barkodunuzun bulunduğu etiket, kırmızı ok işaretinin altındaki davet mektubunuzun içine yerleştirilmiştir.

2



Etiketi CPR numaranız ve adınızla birlikte test tüpünün üzerine yatay bir şekilde yapıştırın.

3




Barkodlu doğru yerleştirilmiş etiket.


4



Toplama kâğıdını yerleştirmeden önce klozetin kapağını kaldırın. Klozet taşının kenarını tuvalet kâğıdı ile silin.



Toplama kâğıdını açın.
Bant korumasını kâğıdın bir
tarafından çıkarın ve kâğıdı klozetin
arkasına doğru yapıştırın.




Toplama kâğıdının diğer tarafındaki bant korumasını çıkarın ve klozetin diğer tarafına yapıştırın.


7



Toplama kâğıdının küçük bir hazne oluşturması önemlidir.
Klozetin kapağını indirin.



Normal şekilde dışkınızı yapın.
Gaitanın veya toplama kâğıdının
üzerine işemekten kaçınin.




Test tpnn yeŒil renkli kapađını bkn ve yukarı ekin.

Kapađı atıđınızda yeŒil bir rnek alma ubuđu bulunur.

Tpn iinde durması gereken bir sıvı vardır.


10



Örnek alma çubuğunu gaita boyunca ileri geri kazıyarak örneği yüzeyden toplayın.


Test çubuğunu gaitanın içine sokmayın.

11



Tüm çizgiler kapanana kadar bu işlemi tekrarlayın. Ancak örnek alma çubuğuna çok fazla gaita koymayın.

12



Örnek alma çubuğunu tekrar test tüpünün içine koyun ve “klik” sesi duyana kadar itin.


13

x 2-3




Toplama kâğıdını klozetten alın ve sifona basarak 2 veya 3 kez yıkayın.
NOT: Toplama kâğıdı suyla temas ettiğinde dağılır.

14



Test t p n  m h rlenen iade zarfına koyun. Zarfı kapatmak i in bandın astarını  ıkarın.

15



Zarfı **tercihen aynı gün** test t p  ile birlikte iade edin.

Zarfı  rneęin s permarket veya posta kutusu gibi posta hizmeti noktasından g nderebilirsiniz.



EasySampler® Basic is produced by
GP Medical Devices A/S - www.GPMD.dk



Copyright© 2023 GP Medical Devices A/S