


إرشادات

لأخذ عينة البراز لفحص سرطان الأمعاء




تتكوّن مجموعة أنبوب الاختبار من الآتي:


- أنبوب اختبار
- ملصق لأنبوب الاختبار (موضوع عليه الاسم ، رقم التسجيل الوطني و باركود) مرفوق برسالة الدعوة الخاصّة بك
- الوثيقة التي بين يديك والتي تتضمن إرشادات لأخذ عينة البراز
- ورقة جمع عينة البراز مُشار عليها بكلمة "OPSAMLINGSPAPIR"
- ظرف إرجاع مختوم

مهم


قم بملصق البطاقة التي تحمل اسمك ورقم تسجيلك الوطني والباركود على أنبوب الاختبار. سيتم التخلّص من الأنابيب التي لا يوضع عليها بطاقة. يتعيّن أن لا تأخذ النساء عينة البراز أثناء فترة الحيض



قُم ب لصق البطاقة التي تحمل رقم تسجيلك الوطني واسمك بشكل أفقي على أذنب الاختبار.




تُرفق البطاقة التي تحمل اسمك ورقم تسجيلك الوطني والباركود في رسالة الدعوة، تحت السهم الأحمر.




افتح ورقة جمع العينة. قم بإزالة حماية الشريط اللاصق من أحد جوانب الورقة، وضع الورقة باتجاه الجزء الخلفي من مقعد المراض.



ارفع مقعد المراض قبل وضع ورقة جمع عينة البراز. امسح إطار مقعد المراض باستخدام ورق المراض.




بطاقة تحمل الباركود مثبتة بشكل صحيح.




٨
أخرج البراز كالعادة.
تجنب التبول على البراز أو على ورقة
جمع العينة.




٧
من المهم أن تشكّل ورقة جمع
العينة وعاءً صغيراً.
أخفّض مقعد المراض.




٦
انزع حماية الشريط اللاصق من
الجانب الآخر لورقة جمع العينة
والصقه بالجانب الآخر من مقعد
المراض.




١١
كّرر العملية حتى تتغطّى النتوءات.
لكن يرجى عدد الإكثار من كمية
البراز الموجود على عصا الاختبار.



١٠
خُذ العينة من السطح عن طريق
حك عصا الاختبار مراراً وتكراراً
بالبراز.
لا تدخل العصا داخل البراز.




٩
قم بلّف الغطاء الأخضر لأنبوب
الاختبار وارفعه.
توجد عصا اختبار خضراء اللون
في الغطاء.
يحتوي أنبوب الاختبار على سائل
يجب أن يبقى داخل الأنبوب.




ضع أنبوب الاختبار في ظرف الإرجاع المختوم. وانزع بطانة الشريط لإحكام إغلاق الظرف.



فكّ ورقة جمع العينة من مقعد المراض وأنزل المياه مرتين أو ثلاث مرات باستخدام التدفق الكامل.
ملاحظة: تتحلل ورقة جمع العينة عند تلامسها مع المياه.



أعد إدخال عصا الاختبار في أنبوب الاختبار وادفعها حتى تسمع صوت "طقطقة".



أعد الظرف مع أنبوب الاختبار، ويفضّل أن يكون ذلك في اليوم ذاته.

يمكنك إرسال الظرف من نقطة خدمة البريد، مثل سوبرماركت، أو في صندوق البريد.



EasySampler® Basic is produced by GP Medical Devices A/S - www.GPMD.dk



Copyright© 2023 GP Medical Devices A/S